

KARTA KATALOGOWA**Komory ozonowe serii ECQL**

Komory ozonowe serii ECQL przeznaczone są do przeprowadzania testów starzenia i pękania materiałów niemetalowych i gumowych.

Posiadają wbudowany generator ozonu.

Wnętrze komory wykonane jest ze stali nierdzewnej a zewnętrzne z blachy lakierowanej proszkowo.

System grzewczy zapewnia szybki i równomierny przyrost temperatury.

Komory posiadają obrotowy stół.

Model	ECQL-100	ECQL-250	ECQL-500	ECQL-010
Wymiary wewnętrzne (cm)	45 x 45 x 50	50 x 60 x 75	70 x 80 x 90	100 x 100 x 100
Wymiary zewnętrzne (cm)	115 x 90 x 165	120 x 110 x 190	135 x 128 x 210	165 x 148 x 220
Pobór mocy (kW)	4,0	4,5	4,5	6,5
Zakres temperatury	od 0 °C do około 70 °C			
Zakres wilgotności	> 65 % R.H.			
Gęstość ozonu	od 50 do około 1000 pphm			
Odchylenie temperatury	± 0,5 °C			

Gwarancja: 12 miesięcy.

Czas realizacji 10-12 tygodni.

24.09.2013.