

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego izraelskiej firmy



KARTA KATALOGOWA

MOTICAM 1000 Kamera cyfrowa 1,3 MPx



Jest to mała kamera o rozdzielczości 1,3 Mpx przeznaczona do celów dydaktycznych do zastosowania w mikroskopach biologicznych.

Dane techniczne :

Oprogramowanie : Moticam Image Plus 2.0 PC & OSX
Kabel USB do podłączenia z PC
Rozdzielczość : 1240 x 1024 (1,3 Megapikseli)
Adapter : 28 mm , 30 mm , 34 mm , 35 mm

Gwarancja : 12 miesięcy.

27.11.2011.