

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego izraelskiej firmy



KARTA KATALOGOWA

MOTICAM 1000 Kamera cyfrowa 1,3 MPx



Jest to mała kamera o rozdzielczości 1,3 Mpx przeznaczona do celów dydaktycznych do zastosowania w mikroskopach biologicznych.

Dane techniczne :

Oprogramowanie : Moticam Image Plus 2.0 PC & OSX
Kabel USB do podłączenia z PC
Rozdzielczość : 1240 x 1024 (1,3 Megapikseli)
Adapter : 28 mm , 30 mm , 34 mm , 35 mm

Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto USD
MOTICAM 1000	Kamera cyfrowa 1,3 MPx	583,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO SA na dzień fakturowania.

Cena nie obejmuje kosztów dostawy, kosztów opakowania i ubezpieczenia przesyłki.

Cena obejmuje koszty obsługi gwarancyjnej.

Gwarancja : 12 miesięcy.

27.11.2011.