

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego izraelskiej firmy



KARTA KATALOGOWA

MOTICAM 2000 Kamera cyfrowa 2 MPx



Jest to kamera w metalowej obudowie o dużej rozdzielczości przeznaczona do zastosowań profesjonalnych. Posiada funkcje wzmocnienia obrazu, redukcji szumów, filtrowania i zapamiętywania ustawień.

Dane techniczne :

Oprogramowanie : Moticam Image Plus 2.0 PC & OSX
Kabel USB do podłączenia z PC
Rozdzielczość : 1600 x 1200 (2 Megapikseli)
Skale i siatka pomiarowa
Adapter okularowy : 28 mm , 30 mm , 34 mm , 35 mm

Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto USD
MOTICAM 2000	Kamera cyfrowa 2 MPx	1 083,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO SA na dzień fakturowania.

Cena nie obejmuje kosztów dostawy, kosztów opakowania i ubezpieczenia przesyłki.

Cena obejmuje koszty obsługi gwarancyjnej.

Gwarancja : 12 miesięcy.

27.11.2011.