

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego izraelskiej firmy



KARTA KATALOGOWA

MOTICAM 2300 Kamera cyfrowa 3 MPx



Jest to kamera w metalowej obudowie o dużej rozdzielczości przeznaczona do zastosowań profesjonalnych. Posiada funkcje wzmocnienia obrazu, redukcji szumów, filtrowania i zapamiętywania ustawień.

Dane techniczne :

Oprogramowanie : Moticam Image Plus 2.0 PC & OSX
Kabel USB do podłączenia z PC
Rozdzielczość : 2048 x 1536 (3 Megapikseli)
Skale i siatka pomiarowa
Adapter okularowy : 28 mm , 30 mm , 34 mm , 35 mm

Gwarancja : 12 miesięcy.

27.11.2011.