

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego izraelskiej firmy



KARTA KATALOGOWA

MOTICAM 2300 Kamera cyfrowa 3 MPx



Jest to kamera w metalowej obudowie o dużej rozdzielczości przeznaczona do zastosowań profesjonalnych. Posiada funkcje wzmocnienia obrazu, redukcji szumów, filtrowania i zapamiętywania ustawień.

Dane techniczne :

Oprogramowanie : Moticam Image Plus 2.0 PC & OSX
Kabel USB do podłączenia z PC
Rozdzielczość : 2048 x 1536 (3 Megapikseli)
Skale i siatka pomiarowa
Adapter okularowy : 28 mm , 30 mm , 34 mm , 35 mm

Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto USD
MOTICAM 2300	Kamera cyfrowa 3 MPx	1 260,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO SA na dzień fakturowania.

Cena nie obejmuje kosztów dostawy, kosztów opakowania i ubezpieczenia przesyłki.

Cena obejmuje koszty obsługi gwarancyjnej.

Gwarancja : 12 miesięcy.

27.11.2011.