

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego izraelskiej firmy 

KARTA KATALOGOWA

MOTICAM PRO Cyfrowe kamery mikroskopowe



Kamery serii Moticam Pro z przetwornikiem typu CCD są kamerami o dużej rozdzielczości oraz kamerami z przetwornikami o pikselach dużych rozmiarów. Posiadają 4 klatkowy bufor, mają możliwość wstępnego przetwarzania obrazu, szerokopasmowy filtr Schotta BG40. Kamery serii Moticam Pro wyposażone są także w port wyzwalacza (TTL), który może być użyty do wyzwalania migawki, lub urządzeń zewnętrznych. Transmisja oraz zasilanie kamery odbywa się poprzez USB.

Model	252A	205A	205C	285A	285C
Matryca	Kolorowa	Kolorowa	Mono	Kolorowa	Mono
Rozdzielczość	2080x1542	1360x1024	1360x1024	1360x1024	1360x1024
Maksymalna częstotliwość odświeżania (klatek/sek.)	4,28	7,5	7,5	15	15
Matryca	ICX252AQ	ICX205AK	ICX205AL	ICX285AQ	ICX285AL
Rozmiar matrycy	1/1,8	1/2	1/2	2/3	2/3
Rozmiar piksela (μm)	3,45 x 3,45	4,65 x 4,65	4,65 x 4,65	6,45 x 6,45	6,45 x 6,45
Przetwornik ADC	12 bit				
Bufor pamięci	4 klatki				
Ustawienia migawki	125 ms ÷ 60 s				

Dane techniczne :

Oprogramowanie : Moticam Image Plus 2.0 PC & OSX

Kabel USB do podłączenia z PC

Skale i siatka pomiarowa

Adapter : 28 mm , 30 mm , 34 mm , 35 mm

Zasilanie poprzez USB

Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto USD
252A	Kamera cyfrowa 3 MPx	2 519,00
205A	Kamera cyfrowa 1,3 MPx	-
205C	Kamera cyfrowa 1,3 MPx	2 524,50
285A	Kamera cyfrowa 1,3 MPx	-
285C	Kamera cyfrowa 1,33 MPx	4 020,50

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO SA na dzień fakturowania.

Cena nie obejmuje kosztów dostawy, kosztów opakowania i ubezpieczenia przesyłki.

Cena obejmuje koszty obsługi gwarancyjnej.

Gwarancja : 12 miesięcy.

27.11.2011.