

KARTA KATALOGOWA**UA-15 Analizator moczu (model kompaktowy)****Charakterystyka:**

- kompaktowy rozmiar
- niska waga
- 11 mierzonych parametrów
- źródło zimnego światła o dużej jasności i trwałości
- wyświetlacz LCD o przekątnej 5"
- automatyczne zapisywanie danych w przypadku utraty zasilania
- możliwość zapisania do 1000 wyników
- wbudowana drukarka termiczna
- łatwe połączenie z komputerem za pomocą portu RS-232
- prostota obsługi



Model	UA-15
Zakres badań	kwas askorbinowy, bilirubina, krew, glukoza, keton, leukocyty, azotyny, kwasowość, proteiny, ciężar właściwy, urobilinogen
Wydajność	Tryb normalny 60 próbek / godzinę Tryb ciągły 120 próbek / godzinę
Wyświetlacz	Duży wyświetlacz LCD 5"
Pamięć	Wynik 1000 testów
Prezentacja wyników	Wbudowana drukarka termiczna
Interfejs	RS-232
Zasilanie	230 V, 50 Hz
Waga	2 kg
Wymiary (mm)	185 x 260 x 157

Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto USD
UH-15	Analizator moczu (model kompaktowy)	1 584,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO SA na dzień fakturowania.

Gwarancja: 12 miesięcy.

31.01.2013.