

KARTA KATALOGOWA

PRC-300 Termocykler



Termocykler przeznaczony jest do przeprowadzania PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy)
Urządzenie zapewnia zmiany temperatury bloku zgodnie ze wcześniej zdefiniowanym programem i odpowiednie do efektywnego zajścia PCR.

Dane techniczne :

Ilość próbek : 64 x 0,2 ml , 36 x 0,5 ml
Zakres temperatury : 0 ÷ 99 °C (dla temperatury otoczenia ≤ 30 °C)
Prędkość grzania/chłodzenia (max) : $\geq 3,0$ °C/s
Rozkład temperatury : $\leq \pm 0,2$ °C przy temperaturze 55 °C , $\leq \pm 0,5$ °C przy temperaturze 95 °C
Dokładność kontroli temperatury : $\leq \pm 0,1$ °C
Temperatura pokrywy : 105 °C
Kontrola temperatury : automatyczny
Ilość programów : 99
Maksymalna liczba cykli : 99
Wyświetlacz : LCD 4 "
Wymiary (mm) : 370 x 249 x 180
Waga : 4,8 kg

Cennik:

Nr kat.	Opis	Cena netto USD
PCR-300	Termocykler	2 900,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO SA na dzień fakturowania.

Cena nie obejmuje kosztów dostawy, kosztów opakowania i ubezpieczenia przesyłki.

Cena obejmuje koszty obsługi gwarancyjnej.

Gwarancja : 12 miesięcy.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny .

22.01.2012.