

KARTA KATALOGOWA

PRCSG-500 Termocykler z gradientem



Termocykler przeznaczony jest do przeprowadzania PCR (łańcuchowej reakcji polimerazy)  
Urządzenie zapewnia zmiany temperatury bloku zgodnie ze wcześniej zdefiniowanym programem i odpowiednie do efektywnego zajścia PCR.

**Dane techniczne :**

Ilość próbek : 96 x 0,2 ml , 54 x 0,5 ml , 384  
Zakres temperatury : 0 ÷ 99 °C ( dla temperatury otoczenia ≤ 30 °C )  
Prędkość grzania/chłodzenia ( max ) : ≥ 4,0 °C/s  
Rozkład temperatury : ≤ ± 0,2 °C  
Dokładność kontroli temperatury : ≤ ± 0,1 °C  
Zakres gradientu temperatury : 30 ÷ 100 °C  
Rozpiętość gradientu : 30 °C ( ± 0,1 °C )  
Temperatura pokrywy : 20 ÷ 115 °C  
Kontrola temperatury : automatyczna  
Ilość programów : 1000  
Maksymalna liczba cykli : 299  
Wyświetlacz : LCD 5,7 "  
Komunikacja : USB 2.0 / RS232 / LAN  
Wymiary ( mm ) : 380 x 270 x 250  
Waga : 7,8 kg

**Cennik:**

| Nr kat.   | Opis                     | Cena netto USD |
|-----------|--------------------------|----------------|
| PCRSG-500 | Termocykler z gradientem | 6 221,00       |

**Podane ceny są cenami netto.**

**Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO SA na dzień fakturowania.**

Cena nie obejmuje kosztów dostawy, kosztów opakowania i ubezpieczenia przesyłki.

Cena obejmuje koszty obsługi gwarancyjnej.

Gwarancja : 12 miesięcy.

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny .

**EMEL** Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe S.C.  
tel./fax. + 48 22 408 33 28 GSM +48 602 017 018

04-320 Warszawa ul. Pokrzywnicka 12  
e-mail : [emel@rubikon.pl](mailto:emel@rubikon.pl) [www.emel.info.pl](http://www.emel.info.pl)

Dystrybutor sprzętu laboratoryjnego izraelskiej firmy

