

KARTA KATALOGOWA**MOS-3135B Mieszadło magnetyczne do 35 litrów**

Do mieszania w naczyniach o pojemności do 35 litrów.

Mieszadło przeznaczone do pracy ciągłej.

Elektroniczna kontrola obrotów do 130 obr/min.

Napęd silnik elektryczny z przekładnią (bez pasków napędowych).

Cyfrowy wskaźnik obrotów.

Wymiary: 31 x 35 x 18 cm

Gwarancja: 12 miesięcy.

Nasza firma od 1961 roku jest obecna na rynku sprzętu do laboratoriów budowlanych.

13.10.2013.