

KARTA KATALOGOWA**BSCEN Wirówki (centryfugi) bębnowe**

Wirówki bębnowe przeznaczone są do odseparowywania elementów i cieczy.

Kosz wirówki wykonany jest ze stali nierdzewnej (SUS304).

Wyposażona jest w 3-punktowy układ antywibracyjny.

Za dodatkową opłatą można zamówić bęben pokryty teflonem odporny na ciecze o odczynie kwaśnym.

Nr kat.	Max. prędkość obrotowa (obr/min)	Max. RCF (g)	Wymiar kosza (cm)	Pojemność (litry)	Waga (kg)	Wymiary W x D x H (cm)	Cena netto USD
BSCEN-600	0 ÷ 3000	1,509	Ø15 x H8	0,8	74	56 x 56 x 60	5 720,00
BSCEN-601			Ø24 x H14	3,0			6 600,00
BSCEN-602			Ø30 x H16	4,5			7 040,00

Podane ceny są cenami netto.

Ceny przeliczane są na PLN wg tabeli kursów sprzedaży Banku PEKAO SA na dzień fakturowania.

Gwarancja : 12 miesięcy.

Nasza firma od ponad 50 lat jest obecna na rynku sprzętu do laboratoriów budowlanych.

08.11.2012.